

Bandeja de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
3175/7	2000	275	185	51	1		22,70
3175/8	2000	200	200	60	1		25,20
3175/9	3500	337	228	57	1		31,50
3175/10	4500	389	266	57	1		33,90



9151 - C/100 Campanas Durham de 6 mm Ø x 40 mm de longitud **29,10 €**



Cápsula de Petri de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Dimensión nominal mm	Ø Exterior mm		Altura		Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
		Exterior base	Interior tapa	Base mm	Tapa mm			
412/06	60 x 20	54,5	55	20	15	10	13,40	17,80
412/08	80 x 20	74	75	20	15	10	13,60	18,10
412/10	100 x 20	94	95	20	15	10	14,10	18,80
412/12	120 x 20	114	115	20	15	10	16,50	21,90
412/16	150 x 30	143	145	30	18	10	25,20	33,50



Cápsula fondo plano con pico de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
122/26	15	50	25	10	8,40	11,20
122/32	45	60	30	10	8,70	11,50
122/42	90	80	45	10	10,60	14,10
122/43	170	95	55	10	12,00	15,90
122/45	200	105	55	10	24,20	26,80
122/49	320	115	65	10	17,60	23,40
122/55	600	140	80	10	26,10	34,70



Crisol filtrante de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø mm	Ø Poro	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
842/20	10	20	0	50	5	18,00	19,90
842/21	10	20	1	45	5	19,20	25,60
842/22	10	20	2	45	5	19,20	25,60
842/23	10	20	3	45	5	21,40	23,70
842/24	10	20	4	45	5	22,20	29,60
842/25	10	20	5	45	5	26,90	29,80
842/31	30	30	1	53	5	20,10	26,80
842/32	30	30	2	53	5	20,10	26,80
842/33	30	30	3	53	5	20,10	26,80
842/34	30	30	4	53	5	22,90	30,50
842/35	30	30	5	53	5	40,00	53,30
842/40	60	40	0	65	5	40,50	44,90
842/41	60	40	1	65	5	28,30	37,70
842/42	60	40	2	65	5	28,30	37,70
842/43	60	40	3	65	5	28,30	37,70
842/44	60	40	4	65	5	32,50	43,30
842/45	60	40	5	65	5	57,60	76,70




Alargadera para crisol

Referencia una caja	Ø Exterior mm	Para crisoles	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
842/28	40	20 mm Ø crisoles 842/2	135	10	22,70	25,20
842/38	45	30 mm Ø crisoles 842/3	143	10	23,70	26,30
842/48	55	40 mm Ø crisoles 842/4	153	10	26,20	29,10



Manchón de caucho para crisol

Referencia una pieza	Para crisol	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
842/29	842/2*	10	3,30	3,60
842/39	842/3*	10	4,50	5,00
842/49	842/4*	10	5,80	6,40




Cristalizador con pico de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Ext. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
133/28	15	40	25	10	10,00	11,10
133/32	30	52	30	10	10,00	11,00
133/38	60	58	35	10	10,10	11,20
133/42	100	70	40	10	11,90	13,20
133/45	150	80	45	10	12,60	14,00
133/49	300	95	55	10	13,20	14,60
133/57	500	115	65	10	18,00	20,00
133/60	900	140	75	10	24,00	26,60
133/67	2000	190	90	10	57,90	64,30
133/71	3000	220	110	5	114,40	127,00



Cristalizador sin pico de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Ext. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
132/28	15	40	25	10	8,30	10,30
132/32	30	52	30	10	8,70	11,30
132/38	60	58	35	10	9,00	12,00
132/42	100	70	40	10	10,00	13,30
132/45	150	80	45	10	11,10	14,70
132/49	300	95	50	10	12,90	17,20
132/57	500	115	65	10	17,60	23,40
132/60	900	140	75	10	25,60	34,10
132/67	2000	190	90	10	62,50	83,30
132/71	3000	220	110	5	112,00	124,00



1590/02 - Desecador con tapa de bola, 150 mm, de vidrio PYREX® 308,10 €


• Completo, compuesto de:

Referencia una pieza	Descripción	∅ Interior platina mm	Altura útil mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
1590/04	Tapa de bola	150		1	173,00
1590/06	Cuerpo	150	85	1	123,00
1597/02	Placa metal galvanizado 150 mm			1	37,80

1591/02 - Desecador con tapa de bola, 200 mm, de vidrio PYREX® 399,70 €

• Completo, compuesto de:

Referencia una pieza	Descripción	∅ Interior platina mm	Altura útil mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
1591/04	Tapa de bola	200		1	255,00
1591/06	Cuerpo	200	120	1	134,00
1597/04	Placa metal galvanizado 200 mm			1	43,10



1593/02 - Desecador para vacío, 150 mm, de vidrio PYREX® 398,90 €

• Completo, compuesto de:

Referencia una pieza	Descripción	∅ Int. platina mm	Altura útil mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
1593/04	Tapa con hembra 24/29	150		1	184,00
1590/06	Cuerpo	150	85	1	123,00
16 12/03	Llave GP, macho 24/29			1	84,00
45 10/02	Conector plástico para rosca			1	3,20
45 11/02	Junta para conector			1	0,50
1597/02	Placa metal galvanizado 150 mm			1	37,80



1594/02 - Desecador para vacío, 200 mm, de vidrio PYREX® 494,20 €


• Completo, compuesto de:

Referencia una pieza	Descripción	∅ Int. platina mm	Altura útil mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
1594/04	Tapa con hembra 24/29	200		1	270,00
1591/06	Cuerpo	200	120	1	134,00
16 12/03	Llave GP, macho 24/29			1	84,00
45 10/02	Conector plástico para rosca			1	3,20
45 11/02	Junta para conector			1	0,50
1597/04	Placa metal galvanizado 200 mm			1	43,10




Embudo de rama corta de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	∅ Ext. mm	∅ vástago mm	Longitud vástago mm	Altura total mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
513/03	35	8	35	65	20	10,80	12,00
513/04	45	8	45	84	20	11,60	12,80
513/05	55	8	55	103	20	13,70	15,20
513/07	70	8	70	130	20	15,00	16,60
513/08	80	10	75	135	10	15,90	17,60
513/10	100	10	100	175	10	19,20	25,60
513/12	125	12	125	220	5	26,30	35,00
513/15	150	16	150	270	5	36,60	48,70
513/20	200	24	175	345	5	87,80	117,00



Embudo de rama larga de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	∅ Ext. mm	∅ vástago mm	Longitud vástago mm	Altura total mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
514/04	45	8	150	189	10	10,20	11,30
514/05	55	8	150	200	10	12,60	14,00
514/07	70	8	150	210	10	16,90	18,70
514/10	100	8	150	237	10	21,10	23,40




Embudo de rama larga con estrías de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	∅ Ext. mm	∅ vástago mm	Longitud vástago mm	Altura total mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
511/05	65	8	150	196	10	22,00	29,30
511/07	80	8	150	210	10	22,40	29,80
511/09	110	8	150	235	10	44,40	59,20



Embudo de rama corta, con placa porosa filtrante de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	∅ Ext. mm	∅ vástago mm	Longitud vástago mm	Altura total mm		Precio unitario €
513/03P0	35	8	35	65		52,40
513/03P1	35	8	35	65		60,00
513/03P2	35	8	35	65		52,30
513/03P3	35	8	35	65		52,40
513/03P4	35	8	35	65		53,00
513/03P5	35	8	35	65		57,10
513/04P0	45	8	45	84		53,80
513/04P1	45	8	45	84		38,90
513/04P2	45	8	45	84		53,60
513/04P3	45	8	45	84		53,80
513/04P4	45	8	45	84		54,40
513/04P5	45	8	45	84		38,90
513/05P0	55	8	55	103		55,20
513/05P1	55	8	55	103		40,00
513/05P2	55	8	55	103		40,00
513/05P3	55	8	55	103		55,20
513/05P4	55	8	55	103		55,90
513/05P5	55	8	55	103		65,80
513/07P0	70	8	70	130		56,50
513/07P1	70	8	70	130		38,90
513/07P2	70	8	70	130		56,50
513/07P3	70	8	70	130		56,50
513/07P4	70	8	70	130		57,30
513/07P5	70	8	70	130		73,10
513/08P0	80	10	75	135		57,40
513/08P1	80	10	75	135		57,40
513/08P2	80	10	75	135		57,40
513/08P3	80	10	75	135		57,40
513/08P4	80	10	75	135		58,20
513/08P5	80	10	75	135		74,00
513/10P0	100	10	100	175		42,50
513/10P1	100	10	100	175		53,10
513/10P2	100	10	100	175		42,50
513/10P3	100	10	100	175		69,80
513/10P4	100	10	100	175		61,60
513/10P5	100	10	100	175		42,50
513/12P0	125	12	125	220		67,90
513/12P1	125	12	125	220		47,60
513/12P2	125	12	125	220		47,60
513/12P3	125	12	125	220		47,60
513/12P4	125	12	125	220		47,60
513/12P5	125	12	125	220		47,60
513/15P0	150	16	150	270		67,20
513/15P1	150	16	150	270		52,80
513/15P2	150	16	150	270		52,80
513/15P3	150	16	150	270		52,80
513/15P4	150	16	150	270		52,80
513/15P5	150	16	150	270		52,80
513/20P0	200	24	175	345		102,00
513/20P1	200	24	175	345		84,00
513/20P2	200	24	175	345		84,00
513/20P3	200	24	175	345		84,00
513/20P4	200	24	175	345		84,00
513/20P5	200	24	175	345		84,00



Embudo con placa filtrante de vidrio PYREX®

Referencia una pieza*	Capacidad ml	Ø placa mm	Ø y long. vástago mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
844/31	35	30	8 x 100	160	1	44,50
844/32	35	30	8 x 100	160	1	44,50
844/33	35	30	8 x 100	160	1	39,50
844/34	35	30	8 x 100	160	1	48,10
844/35	35	30	8 x 100	160	1	75,20
844/40	80	40	8 x 100	170	1	50,00
844/41	80	40	8 x 100	170	1	50,00
844/42	80	40	8 x 100	170	1	50,00
844/43	80	40	8 x 100	170	1	44,40
844/44	80	40	8 x 100	170	1	55,40
844/45	80	40	8 x 100	170	1	84,50
844/50	125	60	13 x 100	180	1	70,30
844/51	125	60	13 x 100	180	1	70,40
844/52	125	60	13 x 100	180	1	70,40
844/53	125	60	13 x 100	180	1	62,50
844/54	125	60	13 x 100	180	1	79,20
844/55	125	60	13 x 100	180	1	122,90
844/60	500	95	19 x 115	250	1	111,00
844/61	500	95	19 x 115	250	1	101,90
844/62	500	95	19 x 115	250	1	111,00
844/63	500	95	19 x 115	250	1	111,00
844/64	500	95	19 x 115	250	1	131,00
844/65	500	95	19 x 115	250	1	277,00
844/70	1000	120	19 x 120	290	1	174,00
844/71	1000	120	19 x 120	290	1	174,00
844/72	1000	120	19 x 120	290	1	174,00
844/73	1000	120	19 x 120	290	1	174,00
844/74	1000	120	19 x 120	290	1	228,00
844/75	1000	120	19 x 120	290	1	372,00
844/81	3000	175	30 x 150	330	1	574,00
844/82	3000	175	30 x 150	330	1	574,00
844/83	3000	175	30 x 150	330	1	574,00
844/84	3000	175	30 x 150	330	1	669,00
844/85	3000	175	30 x 150	330	1	808,00

*La última cifra es el tamaño de la placa


Filtros de gas de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Poros*	Tamaño mm	Medida	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
847/30	0	10	30	190	2	62,90	69,80
847/31	1	10	30	190	2	56,30	75,00
847/32	2	10	30	190	2	56,30	75,00
847/33	3	10	30	190	2	62,60	69,50
847/34	4	10	30	190	2	68,20	75,70
847/50	0	12	55	260	2	149,50	166,00
847/51	1	12	55	260	2	124,50	166,00
847/52	2	12	55	260	2	123,80	165,00
847/53	3	12	55	260	2	137,60	152,80
847/54	4	12	55	260	2	153,00	169,90
847/60	0	14	95	260	1		199,00
847/61	1	14	95	260	1		256,30
847/62	2	14	95	260	1		277,00
847/63	3	14	95	260	1		277,00
847/64	4	14	95	260	1		278,70





Frasco de Roux de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Int. cuello mm	Longitud mm	Dimensión cuerpo mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
416/55	600	28	230	107 x 47	10	49,40	65,80
416/60	1200	33	275	123 x 56	10	66,00	73,30



Frasco cilíndrico sin tapón

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Ext. cuerpo mm	∅ Int. cuello mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
360/40	100	54	13	95	10	8,40	11,10
360/48	250	73	18	131	10	10,20	13,60
360/55	500	89	23	163	10	13,30	17,70
360/61	1000	111	28	200	10	19,10	25,40
360/65	2000	138	28	248	10	36,90	49,20
360/74	5000	181	44	318	1		110,00
360/75	5000	181	59	350	1		99,20
360/80	10000	227	59	398	1		164,00
360/81	10000	227	78	439	1		201,00
360/82	15000	255	59	460	1		200,00
360/85	20000	288	59	492	1		329,00



Frasco cuadrado con tapón roscado ISO, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Rosca ISO	Anchura 1 cara mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1520/04D	100	GL32	50	109	10	8,60	11,40
1520/06D	250	GL45	64	143	10	9,60	12,70
1520/08D	500	GL45	78	181	10	11,70	15,50
1520/10D	1000	GL45	94	222	10	17,10	22,70



Frasco cilíndrico con tapón roscado ISO, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Ext. cuerpo mm	Rosca ISO	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1516/01D	25	36	GL25	70	10	6,60	8,70
1516/02D	50	46	GL32	88	10	7,20	9,50
1516/04D	100	56	GL45	100	10	6,60	8,80
1516/06D	250	70	GL45	138	10	7,80	10,30
1516/08D	500	86	GL45	176	10	9,50	12,60
1516/10D	1000	101	GL45	225	10	16,20	21,60
1516/12D	2000	136	GL45	260	10	36,30	48,30
1516/16D	5000	181	GL45	335	1		130,00
1516/18D	10000	227	GL45	410	1		212,00
1516/22D	20000	300	GL45	510	1		513,00



Frasco cilíndrico con rosca ISO, sin tapón, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Ext. cuerpo mm	Rosca ISO	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1517/01D	25	36	GL25	70	10	4,20	5,60
1517/02D	50	46	GL32	88	10	5,40	7,10
1517/04D	100	56	GL45	100	10	5,40	7,10
1517/06D	250	70	GL45	138	10	6,90	9,10
1517/08D	500	86	GL45	176	10	8,10	10,80
1517/10D	1000	101	GL45	225	10	14,50	19,30
1517/12D	2000	136	GL45	260	10	34,60	46,10
1517/16D	5000	181	GL45	335	1		144,00
1517/18D	10000	227	GL45	410	1		235,00

Frasco cilíndrico con rosca ISO de vidrio PYREX® y recubrimiento plástico

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuerpo mm	Rosca ISO	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1518/04D	100	56	GL45	100	10	12,40	16,50
1518/06D	250	70	GL45	138	10	13,60	18,10
1518/08D	500	86	GL45	176	10	16,50	21,90
1518/10D	1000	101	GL45	225	10	25,60	34,10
1518/12D	2000	136	GL45	260	10	48,60	64,80
1518/16D	5000	181	GL45	335	1		254,00
1518/18D	10000	227	GL45	410	1		328,00



Tapón roscado para rosca ISO

Referencia una caja	Para rosca	Color	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
4506/25D	GL25	Azul	10	22,80
4506/32D	GL32	Azul	10	22,80
4506/45D	GL45	Azul	10	28,80
4506/45E	GL45	Verde	10	28,80
4506/45G	GL45	Gris	10	28,80
4506/45F	GL45	Amarillo	10	28,80



Anillo de vertido para rosca ISO

Referencia una caja	Para rosca	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
4516/32D	GL32	10	9,50
4516/45D	GL45	10	11,10



Tapón roscado para rosca ISO, color rojo

Referencia una caja	Para rosca	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
4526/25D	GL25	10	73,50
4526/32D	GL32	10	73,60
4526/45D	GL45	10	76,90



Anillo de vertido para rosca ISO, color rojo

Referencia una caja	Para rosca	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
4536/32D	GL32	10	17,60
4536/45D	GL45	10	20,60



Frasco cilíndrico con tapón roscado SVL®

Referencia una pieza	Ø Ext. cuerpo mm	Capacidad ml	Unión SVL	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
362/28	35	25	20	65	10	6,20	8,20
362/33	43	50	25	80	10	6,00	7,90
362/40	53	100	25	105	10	5,70	7,60
362/48	66	250	30	135	10	6,40	8,50
362/54	81	500	30	175	10	8,10	10,70
362/61	101	1000	42	215	10	12,80	17,00
362/65	136	2000	60	245	10	51,30	68,40
362/74	181	5000	60	324	1		169,00
362/80	227	10000	60	395	1		273,00
362/82	258	15000	60	460	1		315,00
362/85	288	20000	60	502	1		505,00





Matraz aforado de vidrio PYREX®, clase A

Referencia una pieza	Capacidad ml	Tolerancia ±ml	Altura mm	Hembra esmerilada	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
326/10	5	0,025	70	E10/19	10	21,80	29,00
326/20	10	0,025	90	E10/19	10	21,70	28,90
326/26	20	0,040	110	E10/19	10	22,90	30,50
326/28	25	0,040	110	E10/19	10	22,90	30,50
326/33	50	0,060	140	E12/21	10	22,80	30,40
326/40	100	0,100	170	E14/23	10	22,80	30,40
326/45	200	0,150	210	E14/23	10	27,40	36,50
326/47	250	0,150	220	E14/23	10	31,30	41,70
326/60	1000	0,400	300	E24/29	2	60,20	80,20
326/65	2000	0,600	370	E29/32	1		146,00
326/74	5000	2,000	475	E34/35	1		231,00

Matraz aforado de vidrio PYREX®, con rosca SVL, clase A

Referencia una pieza	Capacidad ml	Tolerancia ±ml	Altura mm	Rosca SVL	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
323/26	20	0,040	110	13	5	43,30	48,10
323/33	50	0,060	145	15	5	43,30	48,10
323/45	200	0,150	215	18	5	50,00	55,20
323/65	2000	0,600	375	25	1	64,00	71,00

Matraz cilíndrico-cónico de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. cuerpo mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
344/34	60	25	45	70	10	18,00	19,90
344/42	125	30	60	97	10	30,10	33,40
344/47	250	34	72	126	10	39,20	43,50
344/54	500	35	90	154	10	44,10	48,90
344/60	1000	42	115	180	10	39,60	43,90

Matraz erlenmeyer, boca ancha, PYREX® U.S.A. paredes gruesas (reforzado)

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. máx. mm	Para tapón ASTM serie	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
5100/125	125	66	6	109	12	10,50	14,00
5100/250	250	81	8	134	12	10,50	14,00
5100/500	500	97	10	170	6	13,30	17,70
5100/1L	1000	122	11	219	6	23,00	30,60
5100/2L	2000	156	13	279	1		74,40

Matraz Erlenmeyer, boca ancha, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. máx. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
317/33	50	30	48	85	10	7,10	9,40
317/40	100	30	64	110	10	6,90	9,10
317/47	250	46	85	140	10	7,50	9,90
317/54	500	46	105	175	10	10,30	13,70
317/60	1000	46	131	220	10	16,50	22,00
317/65	2000	66	153	275	10	30,90	41,20

Matraz Erlenmeyer, cuello normal, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. máx. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
313/10	5	12	25	52	10	12,80	17,00
313/20	10	12	30	60	10	12,80	17,00
313/28	25	18	42	70	10	7,00	9,30
313/33	50	18	51	85	10	6,20	8,20
313/40	100	18	64	105	10	6,00	7,90
313/43	150	28	74	118	10	6,90	9,20
313/45	200	34	79	131	10	7,10	9,40
313/47	250	30	85	140	10	6,40	8,50
313/49	300	34	87	156	10	8,20	10,90
313/54	500	30	105	180	10	8,20	10,90
313/60	1000	36	131	220	10	13,90	18,50
313/65	2000	45	166	280	10	26,50	35,30
313/69	3000	46	187	310	2	52,60	70,10
313/74	5000	46	220	365	1		79,20



Matraz Erlenmeyer, cuello normal, PYREX® U.S.A. paredes gruesas (reforzado)

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. máx. mm	Para tapón ASTM serie	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
4980/10	10	31	00	50	12	9,20	12,20
4980/25	25	41	0	65	12	9,40	12,50
4980/50	50	51	1	78	12	9,40	12,50
4980/125	125	67	5	114	12	9,60	12,70
4980/250	250	82	6	132	12	9,60	12,70
4980/500	500	101	7	176	6	12,10	16,10
4980/1L	1000	129	9	216	6	21,00	27,90
4980/2L	2000	160	10	268	1		42,60
4980/4L	4000	206	10	360	1		92,40
4980/6L	6000	235	10	410	1		197,00



Matraz erlenmeyer de vidrio PYREX® con tapón de rosca SVL

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. máx. mm	Rosca SVL	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
314/33	50	51	22	85	10	26,80	35,70
314/41	100	64	30	105	10	26,10	34,80
314/48	250	85	42	130	10	30,80	41,00
314/55	500	105	42	160	10	34,20	45,60
314/61	1000	131	42	210	10	34,50	45,90



Matraz fondo plano, cuello normal, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. esfera mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
233/33	50	18	50	100	10		10,10
233/40	100	18	64	110	10	9,00	11,90
233/47	250	30	85	140	10	10,50	14,00
233/54	500	30	105	170	10	14,40	19,10
233/60	1000	36	131	200	10	21,00	28,00
233/65	2000	45	166	250	10	38,60	51,40
233/72	4000	45	207	300	1		106,00
233/74	5000	56	222	320	1		110,00
233/75	6000	57	237	340	1		131,00
233/80	10000	57	280	400	1		226,00
233/82	12000	57	300	465	1		192,60
233/85	20000	60	341	558	1		362,00





Matraz fondo plano, cuello ancho, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. esfera mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
238/33	50	32	52	75	10	10,10	11,20
238/40	100	31	64	100	10	13,40	14,80
238/47	250	47	140	123,1	10	15,90	21,20
238/54	500	47	103	170	10	17,20	22,90
238/60	1000	47	131	200	10	21,00	28,00



Matraz fondo redondo, cuello normal, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. esfera mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
213/33	50	18	50	105	10	10,20	11,30
213/40	100	18	65	115	10	3,20	3,50
213/47	250	30	85	144	10	10,50	14,00
213/54	500	30	105	175	10	14,40	19,10
213/60	1000	36	131	200	10	21,00	27,90
213/65	2000	40	166	260	10	38,60	51,40
213/72	4000	40	207	315	1		106,00
213/74	5000	56	222	320	1		93,30
213/75	6000	57	236	355	1		131,00
213/80	10000	65	279	420	1		227,00
213/85	20000	67	345	515	1		242,00



Matraz fondo redondo, cuello ancho, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. esfera mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
228/40	100	30	65	100	10	11,50	12,70
228/47	250	46	85	145	10	15,90	21,20
228/54	500	46	105	175	10	17,20	22,90
228/60	1000	60	131	210	10	32,80	43,70
228/65	2000	70	166	260	10	47,10	62,70
228/72	4000	70	207	315	1		106,00
228/75	6000	80	236	355	1		131,00



Juntas cónicas de goma para kitsatos

Referencia una caja	Medidas	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
841/00	Juego completo	1	61,00
841/22	22 Ø Ext. Sup.	11 Ø Ext. Inf.	5,60
841/28	28	16	5,80
841/35	35	20	6,60
841/42	42	25	8,00
841/50	50	32	9,70
841/63	63	43	9,80
841/73	76	52	11,60
841/84	89	61	15,90



Matraz kitsato de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. máx. mm	Ø Int. cuello mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
347/40	100	64	24	105	10	24,90	33,10
347/47	250	85	35	155	10	25,50	33,90
347/54	500	105	35	185	10	32,70	43,60
347/60	1000	135	45	230	5	38,90	51,80
347/65	2000	166	60	260	1		111,00
347/69	3000	190	68	320	1		133,00
347/74	5000	220	68	385	1		204,00

Matraz kitasato de vidrio PYREX®, con oliva de plástico roscada

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. máx. mm	Ø Int. cuello mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1175/02	100	64	24	105	10	21,30	28,40
1175/04	250	85	35	155	10	25,30	33,70
1175/06	500	105	35	185	10	31,40	41,80
1175/08	1000	135	45	230	5	40,70	54,20
1175/10	2000	166	60	260	1		111,00
1175/14	5000	220	68	385	1		196,00

4510/02 - Conector roscado con oliva de plástico 8/9

3,20 €

Matraz kjeldahl de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. cuello mm	Ø Ext. esfera mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
342/40	100	22	58	240	10	17,40	23,10
342/47	250	26	81	300	10	17,50	19,40
342/49	300	28	81	300	10	23,90	31,80
342/54	500	34	101	325	10	24,90	33,20
342/58	800	34	115	350	10	31,20	41,50

Placa porosa de vidrio Borosilicato ROBU

Referencia una caja	Ø Ext. mm	Porosidad	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
814/10	10	0	10	45,80
814/11	10	1	10	45,80
814/12	10	2	10	45,80
814/13	10	3	10	45,80
814/14	10	4	10	52,80
814/15	10	5	10	104,00
814/20	20	0	10	49,30
814/21	20	1	10	49,30
814/22	20	2	10	49,30
814/23	20	3	10	49,30
814/24	20	4	10	53,40
814/25	20	5	10	106,00
814/30	25	0	10	50,80
814/31	25	1	10	50,80
814/32	25	2	10	50,80
814/33	25	3	10	50,80
814/34	25	4	10	59,10
814/35	25	5	10	158,00
814/40	30	0	10	56,80
814/41	30	1	10	56,80
814/42	30	2	10	56,80
814/43	30	3	10	56,80
814/44	30	4	10	65,00
814/45	30	5	10	172,00
814/50	40	0	10	72,00
814/51	40	1	10	72,00
814/52	40	2	10	72,00
814/53	40	3	10	72,00
814/54	40	4	10	87,20
814/55	40	5	10	218,00
814/60	50	0	10	95,50
814/61	50	1	10	95,50
814/62	50	2	10	95,50





Continuación

Referencia una caja	Ø Ext. mm	Porosidad			Cantidad p/caja	Precio p/caja €
814/63	50	3			10	95,50
814/64	50	4			10	115,00
814/65	50	5			10	258,00
814/70	60	0			5	87,10
814/71	60	1			5	87,10
814/72	60	2			5	87,10
814/73	60	3			5	87,10
814/74	60	4			5	95,40
814/75	60	5			5	238,00
814/80	65	0			1	25,40
814/81	65	1			1	25,40
814/82	65	2			1	25,40
814/83	65	3			1	25,40
814/84	65	4			1	30,60
814/85	65	5			1	53,40
814/90	90	0			1	33,00
814/91	90	1			1	33,00
814/92	90	2			1	33,00
814/93	90	3			1	33,00
814/94	90	4			1	44,20
814/95	90	5			1	83,90
815/20	120	0			1	80,00
815/21	120	1			1	80,00
815/22	120	2			1	80,00
815/23	120	3			1	80,00
815/24	120	4			1	108,00
815/25	120	5			1	177,00
815/70	170	0			1	141,00
815/71	170	1			1	141,00
815/72	170	2			1	141,00
815/73	170	3			1	141,00
815/74	170	4			1	194,00



Probeta con tapón SVL, de vidrio PYREX®, clase B

Referencia una pieza	Capacidad ml	Graduación ml	Tolerancia ml	Unión SVL	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
033/33	50	1/1	1,0	25	2	47,40	63,20


Probeta sin tapón de vidrio PYREX®, clase A

Referencia una pieza	Capacidad ml	Graduación ml	Tolerancia ml	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
3201/02	5	1/10	0,05	115	2	11,40	15,20
3201/04	10	1/5	0,10	140	2	11,40	15,20
3201/06	25	1/2	0,25	170	2	11,70	15,50
3201/08	50	1/1	0,50	200	2	12,30	16,30
3201/10	100	1/1	0,50	260	2	12,90	17,10
3201/12	250	2/1	1,00	335	2	22,80	30,30
3201/14	500	5/1	2,50	390	2	41,70	55,50
3201/16	1000	10/1	5,00	470	2	57,00	75,90
3201/18	2000	20/1	10,00	570	1		133,00



Probeta sin tapón de vidrio PYREX®, clase B

Referencia una pieza	Capacidad ml	Graduadón ml	Tolerancia ml	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
035/10	5	1/10	0,1	115	2	42,50	30,30
035/20	10	1/5	0,2	140	2	27,30	36,30
035/28	25	1/2	0,5	170	2	27,30	36,30
035/33	50	1/1	1,0	200	2	30,80	41,00
035/40	100	1/1	1,0	260	2	30,00	39,90
035/47	250	2/1	2,0	335	2	51,50	68,60
035/54	500	5/1	5,0	390	2	59,00	78,60
035/60	1000	10/1	10,0	470	2	90,00	120,00
035/65	2000	20/1	20,0	570	1		150,00



Probeta sin tapón de vidrio PYREX® con pie de plástico, clase B

Referencia una pieza	Capacidad ml	Graduadón ml	Tolerancia ml	Altura mm			Precio unitario €
B6033	10	1/5	0,2	150			15,00
B6034	25	1/2	0,5	175			15,00
B6035	50	1/1	1,0	195			22,00
B6036	100	1/1	1,0	270			26,50
B6037	250	2/1	2,0	320			36,70



Rotulex, tubos de unión rotulex racor hembra

Referencia una pieza	Racor	Ø Int. mm	Ø Ext. tubo		Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
692/05	13/5	5	8,3		5	26,10	34,80
692/09	19/9	9	12,4		5	30,80	34,20
692/15	29/15	15	18,4		5	37,30	49,70
692/20	35/20	20	24,5		5	41,10	54,80
692/25	41/25	25	28,5		5	46,10	61,40
692/40	64/40	40	45		5	68,10	90,80

Rotulex, tubos de unión rotulex racor macho

Referencia una pieza	Racor	Ø Int. mm	Ø Ext. tubo		Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
692/52	13/5	5	8,3		5	29,10	38,70
692/53	19/9	9	12,4		5	32,40	35,90
692/54	29/15	15	18,4		5	34,40	45,80
692/55	35/20	20	24,5		5	41,20	54,90
692/56	41/25	25	28,5		5	44,10	58,70
692/58	64/40	40	45		5	81,00	108,00





Rotulex, anillos de estanqueidad

Referencia una pieza	Racor	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
690/02	13/5	10	16,80	31,80
690/03	19/9	10	20,60	39,30
690/04	29/15	10	32,00	46,20
690/05	35/20	10	36,50	52,60
690/06	41/25	10	44,50	65,70
690/08	64/40	2	80,30	107,00

Rotulex, pinzas con resorte

Referencia una pieza	Racor	Cantidad p/caja	Precio unitario €	
690/22	13/5	1	13,20	
690/23	19/9	1	14,20	
690/24	29/15	1	19,00	
690/25	35/20	1	20,60	
690/26	41/25	1	23,70	
690/68	64/40	Sistema de brida	1	69,10



SVL, tubos de unión sin fondo

Referencia una pieza	Racor	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
703/01	15	16	165	1,8	10	3,30	4,40
703/02	22	22	165	1,8	10	4,20	5,60
703/03	30	32	165	2,0	10	9,10	12,10
703/04	42	44	165	3,2	10	9,50	10,50

SVL, anillos de estanqueidad para uniones tope a tope

Referencia una pieza	Racor	Grosor anillo	Ø Int. mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
701/01	15 anillo comp.	2,3	10	10	9,30	12,40
701/02	22 anillo comp.	2,5	17	10	18,90	25,20
701/03	30 anillo comp.	3	23	10	20,20	26,90
701/04	42 anillo comp.	3	34	10	33,60	44,70



SVL, bridas para uniones tope a tope

Referencia una pieza	Racor	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
701/11	15	10	10,10	13,40
701/12	22	10	10,60	14,10
701/13	30	10	16,50	21,90
701/14	42	10	48,70	64,90



SVL, anillos de estanqueidad para acoplamiento corredizo, PTFE y silicona

Referencia una pieza	Racor	Para tubos Ø mm	Ø Int. mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
701/19	15	de 4,0 a 4,4	4,3	10	11,00	14,60
701/21	15	de 5,6 a 6,4	6	10	12,70	14,10
701/22	15	de 6,6 a 7,4	7	10	11,90	15,80
701/23	15	de 7,6 a 8,4	8	10	13,50	14,90
701/51	22	de 9,6 a 10,4	10	10	17,30	23,00
701/52	22	de 11,6 a 12,4	12	10	17,30	23,00
701/24	22	de 13,6 a 14,4	14	10	17,30	23,00
701/25	22	de 15,6 a 16,4	16	10	18,30	24,30
701/56	30	de 17,6 a 18,4	18	10	27,80	37,00
701/26	30	de 19,5 a 20,5	20	10	23,10	30,70
701/27	30	de 21,5 a 22,5	22	10	23,40	31,10
701/28	42	de 29,2 a 30,8	30	10	40,70	54,20
701/29	42	de 31,2 a 32,8	32	10	40,20	53,50



SVL, anillo de estanqueidad silicona

Referencia una caja	Racor	Para tubos Ø mm	Ø Int. mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
701/31	15	de 5,0 a 9,0	8	10	22,30
701/32	22	de 13,0 a 17,0	16	10	37,00
701/33	30	de 19,0 a 23,0	22	10	58,60
701/34	42	de 29,0 a 33,0	32	1	105,00


SVL, capuchones para acoplamiento corredizo

Referencia una caja	Racor	Ø Ext. mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
701/41	15	22	10	12,50
701/42	22	30	10	14,20
701/43	30	40	10	58,30
701/44	42	52	10	102,0


SVL, juntas solas PTFE


Referencia una caja	Racor	Ø Ext. mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
708/33	13	12,85	50	30,20
708/34	15	15,05	50	46,20
708/35	18	18,15	50	59,90
708/36	20	20,05	50	67,20
708/37	22	22,05	50	76,60
708/38	25	25,15	50	83,00
708/39	30	30,05	50	126,00
708/40	35	35,05	50	168,00
708/41	42	41,75	10	46,90
708/42	60	—	5	76,50


SVL, tapones completos con junta PTFE

Referencia una caja	Racor	Ø Ext. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
708/66	13	18	16	10	10,10
708/67	15	20	21	10	12,80
708/68	18	22	21	10	21,60
708/69	20	24	21	10	16,70
708/70	22	26	21	10	17,90
708/71	25	30	26	10	21,90
708/72	30	35	26	10	30,60
708/74	42	52	30	10	73,70
708/75	60	64	42	5	52,20

Tubo de centrifuga, fondo redondo, sin graduar, de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
615/15	15	16	100	1,8	10	42,10
615/25	22	24	100	1,8	10	52,60
615/50	50	34	100	2,0	10	81,30


Tubo de centrifuga, fondo cónico, sin graduar, de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
616/10	10	16,5	110	1,8	10	34,60
616/15	15	17,5	115	1,8	10	36,10



Tubo de centrifuga, fondo cónico, graduado, de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
618/10	10	16,5	110	1,8	10	37,60
618/15	15	17,5	115	1,8	10	42,70



Tubo de ensayo con reborde de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
613/16	20	16	160	1,2	100	156,00
613/18	30	18	180	1,2	100	180,00
613/20	40	20	200	1,2	100	354,00

Tubo de ensayo sin reborde de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
612/09	3	10	75	1,0	100	61,10
612/10	4	10	100	1,0	100	58,80
612/11	5	12	75	1,0	100	67,30
612/12	8	12	120	1,0	100	72,90
612/13	6	12	100	1,0	100	76,20
612/14	14	14	140	1,0	100	89,40
612/16	20	16	160	1,2	100	98,10
612/17	15	16	100	1,2	100	89,10
612/18	30	18	180	1,2	100	128,00
612/20	40	20	200	1,2	100	178,00
612/22	50	22	220	1,2	50	88,70
612/24	50	24	150	1,2	100	148,00
612/27	60	24	200	1,2	10	19,80



Tubo de ensayo sin reborde, graduado, de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø mm	Longitud mm	Graduación ml	Cantidad p/caja	Precio unitario €
614/12	5	12	120	1/10	1	2,70
614/13	10	13	150	1/10	1	3,80
614/15	15	15	160	1/10	1	4,50
614/16	20	15	210	1/10	1	4,90

Tubo para hemólisis de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Longitud mm	Espesor mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
614/11	4	12	65	1,0	100	88,40



Tubo de ensayo con tapón roscado SVL de vidrio PYREX®

Referencia una caja	Capacidad ml	Ø mm	Longitud mm	Espesor mm	Unión SVL	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
611/50	12	16	125	1,8	15	40	172,00
611/51	8	14	100	1,5	13	40	129,00
611/52	10	16	100	1,8	15	40	141,00
611/53	20	16	160	1,8	15	40	154,00
611/54	15	18	100	1,8	18	40	165,00
611/55	25	18	180	1,8	18	40	186,00
611/56	20	20	100	1,8	20	40	192,00
611/57	40	20	200	1,8	20	40	224,00
611/58	50	22	200	1,8	22	40	270,00
611/59	30	26	100	2,0	25	40	315,00
611/60	70	26	200	2,0	25	10	126,35



Tubo de ensayo con esmerilado y tapón de polietileno, graduado

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ mm	Longitud mm	Graduación ml	Esmerilado	Cantidad p/caja	Precio unitario €
614/25	5	13	100	1/10	E10/19	1	14,80
614/26	10	18	125	1/5	E14/23	1	13,70
614/27	25	22	150	1/2	E19/26	1	16,80
614/28	50	26	200	1/1	E24/29	1	22,40



Tubo difusión de gases

Referencia una pieza	∅ Ext. placa mm	Longitud total mm	Poros	Cantidad p/caja	Precio unitario €
853/11	15	300	1	1	38,50



Vaso Dewar PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Profundidad mm	∅ Interior mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
154/40	100	150	30	1	89,50
154/47	250	150	50	1	173,00
154/54	500	200	60	1	180,00
154/60	1000	350	70	1	206,00
154/61	1000	210	80	1	197,00
154/63	1500	210	105	1	462,00
154/65	2000	250	105	1	561,00
154/72	4000	290	147	1	709,00
154/75	6000	460	147	1	1946,00



Vaso encamisado de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	Profundidad mm	Cantidad p/caja	Precio unitario €
9047	250	55	70	110	1	104,00
9055	600	75	95	135	1	134,00
9065	2000	109	130	225	1	202,00



Vaso forma baja de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	∅ Exterior mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
112/10	5	22	30	10	6,80	9,00
112/20	10	26	35	10	7,70	10,20
112/28	25	34	50	10	5,90	7,80
112/33	50	42	60	10	5,70	7,50
112/40	100	50	70	10	5,70	7,50
112/43	150	60	80	10	6,60	8,80
112/47	250	70	95	10	6,20	8,20
112/52	400	80	110	10	7,30	9,70
112/55	600	90	125	10	9,20	12,20
112/58	800	100	135	10	14,00	18,60
112/60	1000	105	145	10	14,40	19,20
112/65	2000	130	185	10	25,20	33,60
112/69	3000	150	210	4	45,60	60,80
112/74	5000	170	270	1		73,20
112/80	10000	217	350	1		227,00





Vaso forma alta de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Exterior mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
113/33	50	38	70	10	6,30	8,40
113/40	100	48	80	10	6,40	8,50
113/43	150	54	95	10	6,80	9,00
113/47	250	60	120	10	6,50	8,60
113/52	400	70	130	10	8,50	11,52
113/55	600	80	150	10	10,40	13,80
113/60	1000	95	180	10	16,80	22,30
113/65	2000	120	240	10	32,10	42,80




Vaso forma cónica con pico de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Exterior mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
142/47	250	105	68	10	11,00	14,60
142/54	500	142	86	10	21,00	27,90




Vaso forma baja PYREX® U.S.A. paredes gruesas

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Exterior mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
1003/150	150	57	89	12	10,30	13,70
1003/250	250	68	90	12	11,40	15,20
1003/400	400	77	110	12	13,60	18,10
1003/600	600	90	124	6	14,90	19,80
1003/1L	1000	108	156	6	22,70	30,20
1003/2L	2000	131	179	4	41,40	55,20
1003/3L	3000	170	230	4	138,80	185,00
1003/4L	4000	160	250	4	138,80	185,00
1003/5L	5000	180	300	1		226,00



Vaso pared gruesa de vidrio PYREX®

Referencia una pieza	Capacidad ml	Ø Ext. mm	Altura mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €	Precio unitario €
116/47	250	69	95	10	43,70	48,50
116/54	500	85	115	10	51,70	57,40
116/60	1000	109	145	10	77,80	86,40



Vidrio de reloj

Referencia una caja	Ø mm	Cantidad p/caja	Precio p/caja €
586/04	40	10	81,10
586/05	50	10	89,80
586/06	60	10	97,30
586/08	80	10	108,00
586/10	100	10	123,00
586/12	120	10	135,00
586/15	150	10	172,00
586/19	200	10	333,00
586/23	250	1	44,70