

LaborTecnica

Suministros para Laboratorio



TFNOS 958 294 402 958 294 582

FX 958 283 583

fmoraleda@labortecnic.es



PRECIO OFERTA

241 €

Agitador con placa calefactora ARE

- Estructura metálica con recubrimiento epoxi, altamente resistente a las agresiones químicas.
- Control electrónico de velocidad hasta 1200 rpm, con regulación en continuo.
- Temperatura regulable hasta 370°C.
- Diámetro de placa: 155 mm.

Código	Velocidad máxima	Capacidad Agitación	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Potencia W	Peso Kg
51062	1.200 rpm	15 Litros	165x280x115 mm	630	2,9

- Voltaje: 220-240V/50 Hz.
- Protección: IP 42.

- I.V.A. no incluido
- Oferta valida hasta fin de existencias