

# ¡Mantenga su laboratorio limpio!

## Soluciones de descontaminación para su Cultivo Celular



**Evite contaminación  
por bacterias**



**Evite contaminación  
por micoplasma**



**Evite contaminación  
por hongos**



**Listo para usar**



**No tóxico**



**Fácil de usar**

# ¡Mantenga su laboratorio limpio!

## Soluciones de descontaminación para su Cultivo Celular



### A5230 Incubator-Clean™

- Solución desinfectante para incubadoras y mesas estériles
- Totalmente compatible con las superficies de trabajo habituales
- Ingredientes no tóxicos y biodegradables

### Características y ventajas:

- Ahorro de tiempo y dinero por menor contaminación
- Prevención de la contaminación por micoplasma
- Fácil y sencillo de usar
- Química suave
- Utilizable en todas las superficies e incubadoras estándar
- Disponible en 500 mL y 5 L



### A5219 Incuwater-Clean™

- Solución desinfectante especialmente desarrollada para incubadoras de CO<sub>2</sub>
- Para la prevención del crecimiento microbiano en los baños de agua en la incubadora
- Solución concentrada 100X: Utilizar 50 mL por cada 5 L en el baño de agua en la incubadora

### Características y ventajas:

- Ahorro de tiempo y dinero por menor contaminación
- Prevención de la contaminación por micoplasma
- Fácil y sencillo de usar
- Química suave
- Utilizable para todas las incubadoras de CO<sub>2</sub>
- Disponible en 100 mL



### A9390 Aquabator-Clean™

- Solución desinfectante para baños de agua ordinarios (no para incubadoras de CO<sub>2</sub>)
- Para la prevención del crecimiento microbiano en los baños de agua
- Solución concentrada 100X: Utilizar 10 mL por 1 L de agua

### Características y ventajas:

- Ahorro de tiempo y dinero por menor contaminación
- Prevención de la contaminación por micoplasma
- Fácil y sencillo de usar
- Química suave
- Utilizable en baños de agua estándar
- Disponible en 250 mL

